




Медицинские светильники «Кама»

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: drf@nt-rt.ru || www.duray.nt-rt.ru

Светильник с рециркулятором Кама 64.5080.34 П-УФ1

Медицинские светильники

Потолочный светодиодный светильник Кама со встроенным рециркулятором для обеззараживания воздуха. Может применяться для обеззараживания и освещения: административных зданий; общественных учреждений; медицинских учреждений; торговых центров. Состоит из 2 частей:

1. Светодиодный светильник
2. Рециркулятор закрытого типа для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением. В стандартной модификации модели поставляются с лампами.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



5080 Лм

световой поток



80 Вт

мощность



IP 40

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип рассеивателя :

☒ Микропризма ☐ Опаловый

Тип крепления :

☒ Встраиваемый

По цветовой температуре :

☒ 4000 К (комфортный) ☐ 5000 К (нейтральный)

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	5080
Потребляемая мощность, Вт	80
Цветовая температура, К	4000, 5000 К
Индекс цветопередачи, Ra	80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (120°)
Производитель светодиодов	Nichia
Кол-во светодиодов, шт	64 шт.
Частота, Гц	50 Гц
Напряжение питания, В	220V
Коэффициент мощности	0,97
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +40 °C (без УФ); от +10 до +35 °C (с УФ)
Степень защиты корпуса	IP 40
Вид климатического исполнения	(по ГОСТ 15150) УХЛ 4.2
Срок службы, ч	100 000 час.
Гарантированный срок эксплуатации, л	5 (Светодиодный-модуль) 1-3(УФ-модуль)
Масса, кг	8
Габаритные размеры, мм	595x595x130
Производительность, м /ч	65
Количество бактерицидных ламп, шт.	1
Срок службы ультрафиолетовых ламп, час	9000

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Светильник с рециркулятором Кама 64.5080.34 П-УФ2

Медицинские светильники

Потолочный светодиодный светильник Кама со встроенным рециркулятором для обеззараживания воздуха. Может применяться для обеззараживания и освещения: административных зданий; общественных учреждений; медицинских учреждений; торговых центров. Состоит из 2 частей: 1. Светодиодный светильник 2. Рециркулятор закрытого типа для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением. В стандартной модификации модели поставляются с лампами.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



5080 Лм

световой поток



96 Вт

мощность



IP 40

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип рассеивателя :

☒ Микропризма ☐ Опаловый

Тип крепления :

☒ Встраиваемый

По цветовой температуре :

☒ 4000 К (комфортный) ☐ 5000 К (нейтральный)

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	5080
Потребляемая мощность, Вт	96
Цветовая температура, К	4000, 5000 К
Индекс цветопередачи, Ra	80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (120°)
Производитель светодиодов	Nichia
Кол-во светодиодов, шт	64 шт.
Частота, Гц	50 Гц
Напряжение питания, В	220V
Коэффициент мощности	0,97
Температура эксплуатации, °С	от -20 до +40 °С (без УФ), от +10 до +35 °С (с УФ)
Степень защиты корпуса	IP 40
Вид климатического исполнения	(по ГОСТ 15150) УХЛ4.2
Срок службы, ч	100 000 час.
Гарантированный срок эксплуатации, л	5 (Светодиодный-модуль) 1-3(УФ-модуль)
Масса, кг	8
Габаритные размеры, мм	595x595x130
Производительность, м /ч	65
Срок службы ультрафиолетовых ламп, час	9000

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Светильник с рециркулятором Кама 96.8830.60 П-УФ1

Медицинские светильники

Потолочный светодиодный светильник Кама со встроенным рециркулятором для обеззараживания воздуха. Может применяться для обеззараживания и освещения: административных зданий; общественных учреждений; медицинских учреждений; торговых центров. Состоит из 2 частей: 1. Светодиодный светильник 2. Рециркулятор закрытого типа для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением. В стандартной модификации модели поставляются с лампами.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



8830 Лм

световой поток



106 Вт

мощность



IP 40

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип рассеивателя :

☒ Микропризма ☐ Опаловый

Тип крепления :

☒ Встраиваемый

По цветовой температуре :

☒ 4000 К (комфортный) ☐ 5000 К (нейтральный)

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	8830
Потребляемая мощность, Вт	106
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	147
Цветовая температура, К	4000, 5000 К
Индекс цветопередачи, Ra	80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (120°)
Производитель светодиодов	Nichia
Кол-во светодиодов, шт	96 шт.
Частота, Гц	50 Гц
Напряжение питания, В	220V
Коэффициент мощности	0,97
Температура эксплуатации, °С	от -20 до +40 °С (без УФ); от +10 до +35 °С (с УФ)
Степень защиты корпуса	IP 40
Вид климатического исполнения	(по ГОСТ 15150) УХЛ4.2
Срок службы, ч	100 000 час.
Гарантированный срок эксплуатации, л	5 (Светодиодный-модуль) 1-3(УФ-модуль)
Масса, кг	8
Габаритные размеры, мм	595x595x130
Производительность, м /ч	65
Количество бактерицидных ламп, шт.	1
Срок службы ультрафиолетовых ламп, час	9000

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Светильник с рециркулятором Кама 96.8830.60 П-УФ2

Медицинские светильники

Потолочный светодиодный светильник Кама со встроенным рециркулятором для обеззараживания воздуха. Может применяться для обеззараживания и освещения: административных зданий; общественных учреждений; медицинских учреждений; торговых центров. Состоит из 2 частей: 1. Светодиодный светильник 2. Рециркулятор закрытого типа для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением. В стандартной модификации модели поставляются с лампами.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



8830 Лм

световой поток



121 Вт

мощность



IP 40

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип рассеивателя :

☒ Микропризма ☐ Опаловый

Тип крепления :

☒ Встраиваемый

По цветовой температуре :

☒ 4000 К (комфортный) ☐ 5000 К (нейтральный)

Тех. характеристики


Световой поток, Лм *	8830
Потребляемая мощность, Вт	121
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	147
Цветовая температура, К	4000, 5000 К
Индекс цветопередачи, Ra	80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (120°)
Производитель светодиодов	Nichia
Кол-во светодиодов, шт	96 шт.
Частота, Гц	50 Гц
Напряжение питания, В	220V
Коэффициент мощности	0,97
Температура эксплуатации, °С	от -20 до +40 °С (без УФ); от +10 до +35 °С (с УФ)
Степень защиты корпуса	IP 40
Вид климатического исполнения	(по ГОСТ 15150) УХЛ 4.2
Срок службы, ч	100 000 час.
Гарантированный срок эксплуатации, л	5 (Светодиодный-модуль) 1-3(УФ-модуль)
Масса, кг	8
Габаритные размеры, мм	595x595x130
Производительность, м /ч	65
Количество бактерицидных ламп, шт.	2
Срок службы ультрафиолетовых ламп, час	9000

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Кама 48.3810.20 Н

Медицинские светильники

Классический настенный светильник для прикроватного освещения в больничных палатах. Светильник предназначен для комплектования палат больниц, госпиталей и других медицинских учреждений. Климатическое исполнение УХЛ4. Соответствует степени защиты IP40. Устанавливается над кроватью больного на высоте 1,7 м от пола.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность
применяемых
светодиодов



3810 Лм

световой поток



20 Вт

мощность



IP 40

степень защиты



0,97

коэффициент
мощности



защита от
кратковременных
импульсов

Модификации

Тип рассеивателя :

☒ Микропризма ☐ Опаловый

Тип крепления :

☒ Накладной

По цветовой температуре :

☒ 4000 К (комфортный)

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	3810
Потребляемая мощность, Вт	20
Цветовая температура, К	4000 К
Индекс цветопередачи, Ra	80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (120°)
Производитель светодиодов	Nichia
Кол-во светодиодов, шт	48 шт.
Частота, Гц	50 Гц
Напряжение питания, В	220V
Коэффициент мощности	0,97
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +40 °C
Степень защиты корпуса	IP 40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Срок службы, ч	100 000 час.
Гарантированный срок эксплуатации, л	5 лет
Масса, кг	4
Габаритные размеры, мм	600x177x110

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Кама 96.7620.40 Н

Медицинские светильники

Классический настенный светильник для общего освещения больничной палаты и местного освещения. Нижний свет включается индивидуально пациентом, например, при чтении книг, приема лекарств. Светильник предназначен для комплектования палат больниц, госпиталей и других медицинских учреждений. Климатическое исполнение УХЛ4. Соответствует степени защиты IP40. Устанавливается над кроватью больного на высоте 1,7 м от пола.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



7620 Лм

световой поток



40 / 20 Вт Вт
мощность



IP 40
степень защиты



0,97
коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип рассеивателя :

☒ Микропризма ☐ Опаловый

Тип крепления :

☒ Накладной

По цветовой температуре :

☒ 4000 К (комфортный)

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	7620
Потребляемая мощность, Вт	40 / 20 Вт
Цветовая температура, К	4000 К
Индекс цветопередачи, Ra	80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (120°)
Производитель светодиодов	Nichia
Кол-во светодиодов, шт	Верх: 48 шт. Низ: 48 шт.
Частота, Гц	50 Гц
Напряжение питания, В	220V
Коэффициент мощности	0,97
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +40 °C
Степень защиты корпуса	IP 40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Срок службы, ч	100 000 час.
Гарантированный срок эксплуатации, л	5 лет
Масса, кг	4
Габаритные размеры, мм	600x177x110

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: drf@nt-rt.ru || www.duray.nt-rt.ru